Für xDrip benötigt ihr natürlich nur xDrip Profil und den Task Für AAPS benötigt ihr sowohl xDrip Profil/Task als auch AAPS Profil/Task.

Was ihr braucht:

Apps aus dem Playstore:

- Tasker 3.59€ https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm&hl=de
- AutoNotification https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joaomgcd.autonotification&hl=de
- AutoNotification Unlock Key 2.39€ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joaomgcd.autonotification.unlock&hl=
- Watchmaker https://play.google.com/store/apps/details?id=slide.watchFrenzy
- Watchmaker Premium 6.99€
 https://play.google.com/store/apps/details?id=slide.watchFrenzy.premium

Egal ob ihr eine Samsung Smartwatch mit Tizen OS habt oder eine Wear OS by Google Smartwatch. Die Apps aus dem Playstore benötigt ihr auf jeden Fall. Alle Preise sind nur einmalig zu bezahlen. KEIN ABO!

Wenn ihr eine Smartwatch von Samsung benutzt dann bracuht ihr zusätzlich noch einer dieser beiden Apps aus dem Galaxy Store.

Für die Samsung Uhren Modelle GearS2, Gear S3 und Galaxy Watch (Alle Versionen) nach dem installieren könnt ihr das Watchmaker Watchface wie alle anderen Watchfaces in der Watchface Übersicht auf der Uhr oder in der Galaxy Wearable App finden und auswählen:

Watchmaker Companion 2.49€

Für die neuen Modelle Galaxy Active und Galaxy Active 2:

Watchmaker Companion 2.99€

Für die Wear OS by Google Smartwatches öffnet ihr nach dem installieren der Watchmaker App auf dem Smartphone, den Playstore auf eurer Smartwatch dort scrollt ihr runter. Hier findet ihr das Watchmaker Watchface installiert es, danach könnt ihr es wie gewohnt direkt von der Uhr in der Watchfaceübersicht finden und auswählen odewr natürlich auch von der Wear App auf dem Smartphone.

ALLE PREISE SIND VOM 03.11.2019
DIESE PREISE WURDEN NICHT VON MIR ERHOBEN

Einstellungen und Berechtigungen für AutoNotification, Tasker und Watchmaker

Als erstes geht ihr nun im Smartphone auf: Einstellungen/Apps/Autonotification dann auf Berechtigungen. Dort alle Schalter aktivieren.

Dasselbe macht ihr für Watchmaker also: Einstellungen/Apps/Watchmaker/Berechtigungen hier ebenfalls alle Schalter aktivieren

Wenn ihr alle Apps auf dem Smartphone installiert habe öffnet ihr erst AutoNotification. Euer Smartphone wird euch beim starten oder beim beenden von AutoNotification nach Berechtigungen fragen die ihr bitte akzeptiert. Bitte deaktiviert auch die Akku-Optimierung! Dort drückt ihr auf "Notification Interception" dann auf "Ignore Apps"

Hier müsst ihr alle Apps mit Haken versehen, ausser xDrip+ und AAPS

Die Berechtigungen habt ihr am Anfang bereits erteilt. Eine weitere Berechtigung aktiviert ihr gleich während ihr Tasker einrichtet.

AutoNotification ist nun fertig eingerichtet

Als nächstes öffnet ihr Tasker. Damit Tasker richtig läuft stellt ihr bitte als erstes die Sprache auf Englisch um. Um die Änderung zu aktivieren drückt ihr danach oben rechts auf die 3 Punkte um das Menü zu öffnen, dann auf Exit Tasker, anschliessend öffnet ihr Tasker auch direkt wieder. Um das ganze Abzukürzen habe ich Screenshots erstellt die bei Fragen alles erklären sollten. Dazu klickt ihr nachdem öffnen von Tasker oben rechts auf die 3 Punkte. Das menü öffnet sich. Ihr klickt auf "More" dann auf "Android Settings" hier findet ihr mehrere Einträge die euch zu den Berechtigungen bringen. Ihr klickt nacheinander auf jeden Eintrag. Dann aktiviert ihr die Berechtigung indem ihr einen Schalter aktiviert oder einen Button drücken müsst. Ist bei jedem Eintrag anders. Wenn ihr nicht wisst wie findet ihr hier Bilder dazu.

https://imgur.com/gallery/HIDsbm1

Danach ist Tasker fertig eingerichet.

Nachdem alle Apps nun eingerichtet sind könnt ihr nun die benötigten Tasker Profile und Tasks importieren. Ihr müsst darauf achten alles in der richtigen Reihenfolge zu importieren. Immer zuerst den Task und danach das zugehörige Profil.

Ihr klickt auf den Link für den Task, dann öffnet sich eine Internetseite. Auf dieser findet ihr einen grünen Button mit der Aufschrift "IMPORT" wenn ihr ihn gedrückt habt werdet ihr zu Tasker weitergeleitet. Hier werdet ihr gefrgat ob ihr den Task oder das Profil importieren und danach gleich aktivieren wollt. Ihr klickt bei beidem "YES"

Das macht ihr mit allen

1. ZUERST IMPORTIEREN xDrip+ Task:

https://taskernet.com/shares/?user=AS35m8mlt5xx0ME%2BtNTXK6rFnQPs1RUb38m9tui3 GLZpydqGl3C7iL1YYOsal8lQbmAxMf%2B4&id=Task%3AVars+xDrip%2B%2Fmg%2Fdl+Watch maker+ONLY

2. xDrip+ Profil:

https://taskernet.com/shares/?user=AS35m8mlt5xx0ME%2BtNTXK6rFnQPs1RUb38m9tui3 GLZpydqGl3C7iL1YYOsal8lQbmAxMf%2B4&id=Profile%3AxDrip%2B+Notifications+-+Watchmaker+ONLY

3. ZUERST IMPORTIEREN AAPS Task:

https://taskernet.com/shares/?user=AS35m8mlt5xx0ME%2BtNTXK6rFnQPs1RUb38m9tui3GLZpydqGl3C7iL1YYOsal8lQbmAxMf%2B4&id=Task%3AVars+AAPS%2Fmg%2Fdl+Watchmaker+ONLY

4. AAPS Profil:

https://taskernet.com/shares/?user=AS35m8mlt5xx0ME%2BtNTXK6rFnQPs1RUb38m9tui3 GLZpydqGl3C7iL1YYOsal8lQbmAxMf%2B4&id=Profile%3AAAPS+Notifications+-+Watchmaker+ONLY

Nun sind alle Tasks und Profile imporiert und aktiviert.

Öffnet Tasker und klickt oben auf den Reiter "TASKS" dann erst auf "VARS xDrip......." unten befindet sich ein "Play-Button" drückt ihn und achtet auf die grünen Punkte die neben den Variabeln erscheinen. Drückt den Zurück Button oben links und macht dann dasselbe mit "VARS AAPS......"

Im Anschluss müsst ihr sowohl xDrip als auch AAPS einmal beenden. Dazu geht ihr im Smartphone auf Einstellungen/Apps/AAPS dort drückt ihr auf "Stoppen erzwingen"

Dasselbe macht ihr für xDrip+ ebenfalls. Einstellungen/Apps/xDrip+ "Stoppen erzwingen" ACHTUNG MACHT DIES BITTE NICHT WÄHREND EINER SENSOR AUFWÄRMPHASE DIES KÖNNTE UNTER UMSTÄNDEN PROBLEME MACHEN!!!!!

Nachdem ihr dies für beide Apps gemacht habt öffnet ihr sie bitte einmal.

Nun sollten alle Variabeln erfolgreich angezeigt werden. Schaut einmal nach. Öffnet Tasker und klickt oben rechts auf den Reiter "VARS" hier findet ihr nun 38 Einträge.

Wenn das nicht der Fall ist, wiederhohlt den Vorgang mit dem Play-Button erneut.

FÜR TIZEN SMARTWATCHES WICHTIG!

Ihr müsst noch ein paar Einstellungen auf der Uhr vornehmen. Dazu tappt ihr 2x auf das Watchface. Nun öffnen sich die Einstellungen. Das erkennt ihr daran das links und rechts ein Pfeil erscheint. Nach rechts gehts zu den zuletzt synchsonisierten Watchfaces und nach links zu den Einstellungen.

Hier findet ihr die nötigen Bildder um die richtigen Einstellungen vorzunehmen. https://imgur.com/P3iLEOY

Alle meine selbst gemachten Watchfaces findet ihr hier. Ihr könnt sie selbstverständlich nutzen oder euch selber welche bauen.

Vielen Dank für das Interesse

Wenn ihr mir einen Kaffee kaufen wollt geht das über PayPal:

https://www.paypal.me/diafreddy

Variabeln in Watchmaker hinzufügen:

um ein eigenes Watchface zu bauen macht ihr folgendes:

Öffnet Watchmaker und klickt oben rechts auf die 3 Punkte und anschließend auf "NEW WATCH" Anschließen seht ihr ein "Plus Button" drückt ihn und anschließen wählt ihr "TEXT" aus. Nun könnt ihr die erste Variabel hinzufügen. Tasker Variabeln werden immer in großen Buchstaben und in diesem Format geschrieben {t....}. Für den Glukose-Wert tippt ihr also {tGLUCOSE} ein und drückt

OK die Anzeige ist nun dem Watchface hinzugefügt worden. Unten findet ihr eine Liste von allen Variabeln die ihr benutzen könnt um Werte von xDrip+ und AAPS hinzuzufügen.

Hier im Watchmaker Wiki findet ihr auch alles mögliche was ihr wissen müsst um selber Watchfaces zu bauen. Schaut mal rein https://watchmaker.haz.wiki/

Liste aller Variabeln:

xDrip+:

{tGLUCOSE} Glukose-Wert mit Trendpfeil {tGLUCOSE11}Glucose-Wert ohne Trendpfeil

{tBGTIME} Zeitstempfel des Glukose-Werts

{tDELTA} Delta

{tDELTAA} Delta als Zahl ohne die worte "delta:" und "mg/dl"

AAPS:

{tAVERAGE}

{tAAPSGLUCOSE} Glukose-Wert ohne Trendpfeil {tAVERAGES} 15 Minuten Durchschnitt

{tAVERAGEL} 40 Minuten Durchschnitt {tPUMPSTATUS} Pumpenstatus

{tAAPSTIME} Zeitstempel des Glukose-Werts

{tBASAL}

{tBASALRATE} Basalrate

{tBASALPROFILE} Basalprofile
{tTBR} Basalraten Status
{tIOB} Insulin On Board
{tCOB} Carbs On Board